



# EVUS 5

COMPACTO,  
PRECISO E  
EFICIENTE



**SAEVO**  
free



## Pequeno, leve e extremamente portátil.

Esse é o **EVUS 5** da **Saevo**. Projetado para maior portabilidade, durabilidade e alto desempenho. Pesando apenas 4,5 kg (incluindo a bateria), com uma tela de 15", o EVUS 5 engloba um conjunto completo de recursos.

## Portabilidade e múltiplos recursos em um só produto.

O **EVUS 5** atende a inúmeras aplicações clínicas (abdominal, cardíaca, MSK, reprodutiva, vascular...), tornando-o extremamente eficaz para suas necessidades.

## O ultrassom portátil com alta performance

- Software baseado no sistema operacional Linux, com serviço de atualizações, o que aumenta a estabilidade e eficiência, enquanto mantém a portabilidade.
- Capacidade de aquisição de imagens com cores brilhantes com excelente desempenho.
- Fácil armazenamento, rápida análise e gerenciamento eficiente dos dados do paciente.
- Sistema integrado a rede e conectividade plug-and-play, incluindo DICOM, 02 portas USB, saída HDMI, saída VGA, Ethernet LAN e S-Vídeo.
- Ampla linha de transdutores multifrequenciais banda larga com possibilidade de seleção de 10 diferentes frequências para Modo B e Doppler. Transdutores com capacidade de profundidade de até 32,5 cm.
- Vasta seleção de transdutores, tornando o sistema adequado para diversas aplicações.
- Acopla até 3 transdutores simultaneamente por meio de um extensor (vendido separadamente).
- Monitor LCD Color 15" de alta resolução.
- Interface intuitiva e grande painel de controle retroiluminado de fácil operação.
- Bateria interna de Li-ion de até 1,5h de duração e recarga rápida.
- Disco rígido interno de 500GB.

FRETE E INSTALAÇÃO	PAGAMENTO EM ATÉ	REDE DE ASSISTÊNCIAS
<b>GRÁTIS</b>	<b>60X</b>	<b>TÉCNICAS EM TODO PAÍS</b>

**SAEVO**  
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

