

# EVUS 8

POTÊNCIA  
ALIADA À ALTA  
QUALIDADE





**Portátil e prático. Com a impressionante qualidade de imagem em todas as modalidades.**

O ultrassom portátil mais completo, que atende às suas necessidades com excelência. O EVUS 8 oferece o alto desempenho que você procura. Imagens nítidas que permitem um diagnóstico confiável em uma ampla variedade de pacientes.

## Confiabilidade de um ultrassom compacto e potente

Um dos ultrassons mais exclusivos do mercado. Seu monitor LCD de 15" pode ser posicionado em até 45 graus, o que facilita a visualização em diversas situações incluindo emergências, cirurgias, anestésias e ultrassonografias à beira do leito.

- Imagens 4D em tempo real
- ET multiplano e ETE pediátrico
- Modo 2-D / M, Modo M Direcionável, Cor / PW / CW / Doppler de Potência
- Imagem por Doppler Tecidual Avançado
- Redução de Ruído MicroScan
- Imagem composta de múltiplos parâmetros
- Otimização de imagem com um toque
- Relatórios em PDF
- Imagem Panorâmica
- Análise automática de volume de fluxo
- Cálculos IMT
- HPRF
- Monitor LCD 15"
- Bateria de Íons de Lítio por até 1 hora de varredura
- 2 portas do transdutor
- Porta USB, conectividade VGA, S-Video, ECG e DICOM
- Aproximadamente 8,4 Kg (incluindo a bateria)
- Imagem Triplex
- Imagens Trapezoidais
- Transdutor endovaginal 3D / 4D
- Teclado alfanumérico (touchscreen)

**SAÚDE EM EVOLUÇÃO**

FRETE E  
INSTALAÇÃO

**GRÁTIS**

PAGAMENTO  
EM ATÉ

**60X**

REDE DE  
ASSISTÊNCIAS

**TÉCNICAS EM  
TODO PAÍS**

**SAEVO**